



## PVC 一次性无菌转移袋

安全、高效的生物工艺液体转移解决方案

医用级 PVC 薄膜材质，专为生物制药和生命科学应用设计。适用于培养基、缓冲液、生物样品、中间体及细胞悬液的无菌转移、储存及工艺连接，支持开放或封闭式工艺。产品经环氧乙烷灭菌，符合生物相容性及无菌要求，能有效降低污染风险，减少清洗和验证成本，提升生产安全性和效率。



### 产品特点

- 医用级 PVC 薄膜，高透明度、高柔韧性
- 安全可靠的一次性设计，降低交叉污染风险
- 支持无菌液体、细胞及血液组分转移
- 提供多种容量选择 (25 mL-5000 mL 或定制容量)
- 配置 Luer、Spike、热封管路等多种接口
- 兼容封闭式生物工艺和一次性流体管理系统
- TR 系列获得医疗器械注册证，满足医疗及临床应用法规要求
- 支持定制

### 产品应用



生物制药



CGT 细胞与基因治疗



疫 苗




血液制品和科研实验室



## 尺寸规格

- 材质：医用级 PVC 薄膜
- 容量：25mL~5000mL 支持定制
- 灭菌方式：环氧乙烷灭菌
- 一次性使用

## 订购信息



| 产品型号        | 产品描述                                        | 容量     |
|-------------|---------------------------------------------|--------|
| Tr25        | PVC 无菌转移袋, 25mL, 穿刺插口 (1 个), PVC 封口管 (1 个)  | 25mL   |
| Tr50        | PVC 无菌转移袋, 50mL, 穿刺插口 (1 个), PVC 封口管 (1 个)  | 50mL   |
| Tr100       | PVC 无菌转移袋, 100mL, 穿刺插口 (1 个), PVC 封口管 (1 个) | 100mL  |
| Tr150       | PVC 无菌转移袋, 150mL, 穿刺插口 (1 个), PVC 封口管 (1 个) | 150mL  |
| Tr200       | PVC 无菌转移袋, 200mL, 穿刺插口 (1 个), PVC 封口管 (1 个) | 200mL  |
| Tr250       | PVC 无菌转移袋, 250mL, 穿刺插口 (1 个), PVC 封口管 (1 个) | 250mL  |
| Tr300       | PVC 无菌转移袋, 300mL, 穿刺插口 (1 个), PVC 封口管 (1 个) | 300mL  |
| Tr350       | PVC 无菌转移袋, 350mL, 穿刺插口 (1 个), PVC 封口管 (1 个) | 350mL  |
| Tr400       | PVC 无菌转移袋, 400mL, 穿刺插口 (1 个), PVC 封口管 (1 个) | 400mL  |
| Tr450       | PVC 无菌转移袋, 450mL, 穿刺插口 (1 个), PVC 封口管 (1 个) | 450mL  |
| Tr500       | PVC 无菌转移袋, 500mL, 穿刺插口 (1 个), PVC 封口管 (1 个) | 500mL  |
| LS1CB500F   | PVC 无菌转移袋, 500mL, 穿刺插口 (2 个), 鲁尔接口 (1 个)    | 500mL  |
| LS1CB800Z   | PVC 无菌转移袋, 800mL, 穿刺插口 (2 个), PVC 封口管 (1 个) | 800mL  |
| LS1CB2000MF | PVC 无菌转移袋, 2000mL, 穿刺插口 (2 个), 鲁尔接口 (2 个)   | 2000mL |
| LS1CB3000F  | PVC 无菌转移袋, 3000mL, 穿刺插口 (1 个)               | 3000mL |
| LS1CB5000MF | PVC 无菌转移袋, 5000mL, 鲁尔接口 (2 个)               | 5000mL |
| LS2CB500MF  | PVC 无菌转移袋, 500mL, 穿刺插口 (2 个), 鲁尔接口 (2 个)    | 500mL  |
| LS2CB800MF  | PVC 无菌转移袋, 800mL, 穿刺插口 (2 个), 鲁尔接口 (2 个)    | 800mL  |
| LS2CB1000MF | PVC 无菌转移袋, 1000mL, 穿刺插口 (2 个), 鲁尔接口 (2 个)   | 1000mL |

注：其他规格尺寸可按客户需求定制

